



Servoport m

Das Servoport 3000 ist ein besonders handliches Absauggerät und erhöht als netzunabhängige Variante (Servoport 3000 m) die Mobilität für Anwender und Patient.

Mit Hilfe des Feinreglers kann das Endvakuum und damit auch die Saugleistung stufenlos eingestellt werden.

Ein am Sekretbehälterdeckel befindlicher Bakterienfilter verhindert das Eindringen von Bakterien in den Aggregatinnenraum und damit die Verteilung in die Umgebungsluft.

Zusätzlich verhindert eine am Sekretbehälterdeckel integrierte mechanische Überlaufsicherung ein versehentliches Übersaugen des Gerätes.



## Indikationsbereich

- Für den Versorgungsbereich Pflegeheim oder häusliche Umgebung, wenn eine Absaugung notwendig wird
- Sekretbildung in den Atemwegen, die eine Absaugung notwendig macht

## Eigenschaften

- Zuverlässige und starke Saugleistung
- Stufenlose Vakuumregulierung mit Präzisionsanzeige
- Graduierter 1 Liter Sekretbehälter
- Sekretbehälterdeckel mit Überlaufsicherung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Pflegeleichtes Gehäuse
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Bakterienfilter

### Zusätzlich bei Servoport 3000 m

- Netzunabhängiger Akku-Betrieb bis ca. 30 Minuten
- Akkukontrolle



Servoport s



### Zwei Ausführungen:

- *Servoport 3000 m für den mobilen Einsatz*
- *Servoport 3000 s für den stationären Bedarf*



### Lieferumfang

- Absauggerät Servoport 3000
- Netzanschluss
- Bakterienfilter
- Sekretbehälter mit Überlaufsicherung
- Fingertip
- Absaugschlauch
- Spülbecher
- Gebrauchsanweisung



### Technische Daten

	<b>Servoport 3000 m</b>	<b>Servoport 3000 s</b>
Absaugleistung:	≥ 20 l/min	≥ 22 l/min
Max. Vakuum:	≥ 0.08 MPa	≥ 0.08 MPa
Nebenluftregulierung:	mechanisches Regulierventil	mechanisches Regulierventil
Sekretbehälter:	1 Liter	1 Liter
Spannungsversorgung:	100-240 Vac 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Betriebsdauer im Akku-betrieb:	max. 30 min	-
Leistungsaufnahme:	110 VA	110 VA
Abmessungen:	H 320 x B 350 x T 145 mm	H 320 x B 350 x T 145 mm
Gewicht:	4,5 kg	4,0 kg



### Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.
Servoport 3000 m	1	24246
Servoport 3000 s	1	24247
Verbrauchsmaterialien:		
Absaugkatheter CH 06 – 50 cm	100	22375
Absaugkatheter CH 08 – 50 cm	100	22376
Absaugkatheter CH 10 – 50 cm	100	22377
Absaugkatheter CH 12 – 50 cm	100	22378
Absaugkatheter CH 14 – 50 cm	100	22379
Absaugkatheter CH 16 – 50 cm	100	22380
Absaugkatheter CH 18 – 50 cm	100	22381
Absaugschlauch 1 m mit Fingertip	1	17557
Absaugschlauch 1,20 m mit Fingertip	1	19219
Bakterienfilter mit Anschlusschläuchen	1	11651
Zubehör:		
Autoadapter (nur für Servoport 3000 m)	1	24334